

文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM)

# ARIM


## データリファレンスガイド

データ利活用のための推奨測定条件・選定メタデータ

軟X線光電子分光装置: シエンタオミクロン\_SES200編

## データリファレンスガイドのご案内

材料研究における新たなアプローチとして、データ駆動型材料研究が注目されています。この手法は、大量のデータを活用し、材料の特性や挙動を解析・予測するもので、従来の実験や理論に基づく研究に加え、データの力を活用して研究の効率化や新材料の発見を目指すものです。こうしたデータ駆動型材料研究の推進に向けて、ARIM 事業では先端的な材料計測装置の共用化を進め、得られたデータを将来的に広くシェア・活用できる基盤（システム名：RDE）を構築しました。



しかし、異なるメーカーやユーザーによって取得されるデータを有効に利用するためには、データ取得方法や装置メタデータの共通化が重要です。データの記録項目が不足していたり、装置ごとの設定が異なると、データの比較や再利用が難しくなります。そこで、各メーカーの装置ごとに、推奨される測定方法や記録項目のガイダンスとなる「データリファレンスガイド」を作成いたしました。

このガイドに基づいて取得されたデータは、異なる装置で得たデータとも統合しやすく、データ駆動型材料研究の基盤として役立つことが期待されます。

なお、本リファレンスガイドはマテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）に参画する機関が保有する装置に限って作成されており、限定された装置のみに適用されます。

## 用語の定義

### ・推奨測定条件：

データ利用を行う際に、対象の材料に応じた測定が行えるように設定された推奨の測定条件（例：サンプルサイズ、前処理、計測条件のほか装置の設定条件など）

### ・ARIM登録ファイル：

さまざまな測定装置で出力・保存可能なデータフォーマットのうち、ARIMにおいてRDEへ登録するときの指定フォーマット（拡張子）。

### ・手入力データ：

RDEでユーザーが直接入力する画面において表示される試料に関する詳細情報（例：試料の前処理方法や測定の補助情報など）。

基本情報

記入年月日 2023-02-16 JST

研究者 MATSUNAMI, Shigeyuki (NIMS)

データ投入者(所属) MATSUNAMI, Shigeyuki (NIMS)

データ所有者(所属)

データ名

実験ID 実験IDを入力してください。

測定 Resolution check at 80 kV

固有情報

TEM像の種類(BF/DF/...) 【TEMの場合】TEM像の種類を選択してください

視野半角 【TEMの場合】視野半角を入力してください mrad

対物絞り径(半角) 【TEMの場合】対物絞り径(半角)を入力してください mrad

STEM像の種類(BF/ADF/HAADF/...) BF

収束半角 18 mrad

取り込み半角(内側) 0 mrad

取り込み半角(外側) 5 mrad

電子銃 Schottky emission gun

プローブ電流 5 pA

倍率枚数 1

試料方位 試料方位がわからずば記入してください

測定温度 測定温度を入力してください °C

電子ラボノートのような  
記録フォームで便利!

データ登録者

実験固有情報/  
装置固有情報

・試料の前処理条件  
・測定の補助情報  
など

図：RDEにおける手入力データの入力画面

### ・選定メタデータ：

第三者による再現性の確保やデータ解析において特に重要な計測条件および装置情報に関するメタデータ。

### ・選定メタデータのjsonスキーマ：

選定メタデータをRDEで取り込むためのjson形式によるスキーマ定義で、metadata-def.jsonで規定。

```
{
  "comment": {
    "name": {
      "ja": "コメント",
      "en": "Comment"
    },
    "schema": {
      "type": "string"
    },
    "description": "【コメント】Comment",
    "url": "http://nims.go.jp",
    "variable": 1
  },
  "datetime": {
    "name": {
      "ja": "測定日時",
      "en": "Measurement_Time"
    },
    "schema": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
    },
    "description": "【測定日時】Measurement_Time",
    "url": "http://nims.go.jp",
    "variable": 1,
    "action": "get_datetime(datetime)"
  },
  "operator": {
    "name": {
      "ja": "オペレーター氏名",
      "en": "Operator_Name"
    },
    "schema": {
      "type": "string"
    },
    "description": "【オペレーター氏名】Operator_Name",
    "url": "http://nims.go.jp",
    "variable": 1
  }
}
```

メタデータスキーマ

```
{
  "constant": {
    "value": "Sample"
  },
  "variable": {
    "datetime": {
      "value": "2019-03-04T11:25:43"
    },
    "operator": {
      "value": "semi_stu"
    },
    "instrument": {
      "value": "JSM-6510"
    },
    "acceleratingVoltage": {
      "value": 20.0,
      "unit": "kV"
    },
    "magnification": {
      "value": 4000
    },
    "signal": {
      "value": "SEI"
    },
    "stagePositionX": {
      "value": -12.036,
      "unit": "mm"
    },
    "stagePositionY": {
      "value": 1.036,
      "unit": "mm"
    }
  }
}
```

出力メタデータ

図：RDEにおける選定メタデータの定義スキーマとそれから得られる出力メタデータ



## // 概 要

装置名	軟X線光電子分光装置
製造メーカー	シエンタオミクロン株式会社
製造モデル	SES2002
対象物	金属、半導体
測定対象	固体、薄膜
測定環境	超高真空下
測定情報	バンド構造、元素同定、元素定量、化学結合状態

## // 保有機関

機関名	機器ID	ARIM装置名	モデル
日本原子力研究開発機構	AE-007	軟X線光電子分光装置	SES2002


## 装置の特長・目的

X線光電子分光法 (XPS) は固体にX線を照射して表面から放出される光電子のエネルギーを分析することで固体の電子・化学結合状態の分析、構成元素の同定や定量評価が可能な手法です。BL23SUの光電子分光装置によるXPS測定は以下の特徴を持ちます。

- ・アンジュレーター放射光 (400-1900 eV) を用いることで、10 ~ 20 Å 程度の検出深さで分析が可能
- ・N、O、Al、Si等のK吸収端、3d遷移金属のL吸収端、4f希土類のM吸収端が測定可能であり、幅広い元素を研究対象にできる
- ・超高真空中で分析することが必要

XPSはこれらの特徴を活かして薄膜や積層膜の表面・界面分析、表面処理材料の状態分析、表面における劣化・故障解析などに用いられます。

## 装置外観



## 計測原理

XPSはX線を試料に照射して試料表面から放出された光電子の運動エネルギーを分析する手法です。X線の励起エネルギー ( $h\nu$ ) と試料表面に存在する元素が持つ電子軌道の束縛エネルギー (B.E.: Binding Energy) とその電子軌道から放出された光電子の運動エネルギー (K.E.: Kinetic) との間には下記のような運動エネルギー保存則が成り立ちます。

$$h\nu = K.E. + B.E. + \Phi \quad (\Phi: \text{試料の仕事関数})$$

X線の励起エネルギーは既知であるため、光電子の運動エネルギーを測定すれば光電子が存在した電子軌道の束縛エネルギーが求まります。この束縛エネルギーは元素固有の値を持つため、元素の同定を行うことができます。また、検出された各元素のピーク面積とそれらの相対感度係数を用いて元素定量を行うことができます。さらに、同一元素の同一軌道の束縛エネルギーは、注目している原子の結合状態により変化(化学シフト)するため、この変化量を読み取ることで元素の化学結合状態を分析することができます。

(引用文献：日本表面科学会編(1998) 表面分析技術選書 X線光電子分光法  
丸善出版、ISBN 978-4621081556)







表 1 : Wide scan の推奨実験条件

## &lt;wide scan&gt; normal

項目名		単位	値
装置機種名			SES2002 AE-007 軟X線光電子分光装置
装置メーカー名			Scienta Omicron
提案機関			JAEA
X線源			放射光 (800eV)
X線出力		W	—
Pass Energy		eV	50
前述のPass Energyでのエネルギー分解能	Ag3d <sub>5/2</sub> のFWHM	eV	—
	計算値	eV	—
	Auフェルミ端	eV	0.125
計測するBinding Energyの最小値		eV	−2
計測するBinding Energyの最大値		eV	600
Energy Step		eV	0.2

表 2 : Narrow scan の推奨実験条件

## &lt;narrow scan&gt; normal

項目名		単位	値
装置機種名			SES2002 AE-007 軟X線光電子分光装置
装置メーカー名			Scienta Omicron
提案機関			JAEA
X線源			放射光 (800eV)
X線出力		W	—
Pass Energy		eV	50
前述のPass Energyでのエネルギー分解能	Ag3d <sub>5/2</sub> のFWHM	eV	—
	計算値	eV	—
	Auフェルミ端	eV	0.1
Energy Step		eV	0.01



## // 校正 / キャリブレーション

標準サンプル	高純度Au蒸着膜
実施者	装置管理者
実施頻度	放射光のエネルギー変更の度に実施。
校正方法	清浄な高純度Au蒸着膜を準備し、フェルミエッジの測定を通して、エネルギー分解能、フェルミ準位、放射光フォトンエネルギーを決定する。

## // 運用条件（主な消耗品）

MCP 検出器

イオンゲージフィラメント

# 2 データ編

## 登録ファイル

**ARIM 登録ファイル**  
**測定データ：\*.txt**  
**追加メタデータ：\*\_metadata.json**

## 手入力データ

測定にかかる手入力項目は、以下の情報を入力する項目を設けています。

手入力 パラメータ	日本語語彙	英語語彙	入力条件	単位
Annotation	アノテーション	Annotation		
Form	サンプル形状	Form	[粉末, フィルム, バルク, 線材, その他]	
Sample Mounting	サンプルのホルダーへのマウント方法	Sample Mounting		
Charge Neutralization On	帯電中和の有無	Charge Neutralization On		
Ion Sputtering On	イオンビームスパッタの有無	Ion Sputtering On		
Ion Beam Species	イオンビームスパッタのイオン	Ion Beam Species		
Ion Beam Acceleration Voltage	イオンビームスパッタのイオン銃の加速電圧	Ion Beam Acceleration Voltage		V
Ion Sputtering Time	イオンビームスパッタ時間	Ion Sputtering Time		sec
Take off Angle (TOA)	サンプルホルダーとアナライザーの角度関係(取り出し角)	Take off Angle (TOA)		deg
Vacuum	真空度	Vacuum		10 <sup>-8</sup> Pa
BIC-Fitting On/Off	BIC-Fittingの有無	BIC-Fitting On/Off	BIC-Fittingを実行する場合はチェックしてください。	
limit_energy_range	BIC-FittingのBinding Energy 範囲	BIC-Fitting Binding Energy Range	BIC-Fittingの対象とするBinding Energy範囲の上限値を指定してください。default: 200.0	eV
remark	備考	Remark	測定にかかる特記事項があれば記入してください	

## 選定メタデータのjsonスキーマ

ARIMのメタデータ取得にかかる選定メタデータのmetadata-def.jsonは、以下のように定義されています。

出力計測パラメータ	日本語語彙	英語語彙	単位
RAW File Name	RAWファイル名	RAW File Name	
Version	ソフトウェアバージョン	Software Version	
Region Name	リージョン名	Region Name	
Lens Mode	レンズモード	Lens Mode	
Pass Energy	パスエネルギー	Pass Energy	
Number of Sweeps	積算回数	Number of Sweeps	
Excitation Energy	励起光エネルギー	Excitation Energy	
Energy Scale	エネルギースケール	Energy Scale	
Acquisition Mode	データ取得モード	Acquisition Mode	
Center Energy	エネルギー中央	Center Energy	eV
Low Energy	低エネルギー端	Low Energy	eV
High Energy	高エネルギー端	High Energy	eV
Energy Step	エネルギーステップ	Energy Step	eV
Step Time	1ステップあたりの時間	Step Time	msec
Detector First X-Channel	検出器最初のXチャンネル	Detector First X-channel	
Detector Last X-Channel	検出器最後のXチャンネル	Detector Last X-channel	
Detector First Y-Channel	検出器最初のYチャンネル	Detector First Y-channel	
Detector Last Y-Channel	検出器最後のYチャンネル	Detector Last Y-channel	
Number of Slices	スライス数	Number of Slices	
Spectrum Name	スペクトル名	Spectrum Name	
Instrument	装置名	Instrument	
Location	場所	Location	
User	ユーザー名	User	
Sample	試料名	Sample	
Comments	コメント	Comments	
Date	日付	Date	
Time	時間	Time	
Time per Spectrum Channel	チャンネル毎の積算時間	Time per Spectrum Channel	
DetectorMode	検出器モード	Detector Mode	
Name	アナライザーモード	Name of Run Mode	

## データ構造化処理・データ解析

### ・運動エネルギーから結合エネルギーへの変換

データ構造化処理時の運動エネルギーから結合エネルギーへの変換は、2 種の方法で装置編の較正 / キャリブレーションで決定した放射光フォトンエネルギーを登録することで行われる。

A) 放射光フォトンエネルギーを、測定ソフト (SES) の測定条件表の Excitation Energy に入力して測定データに登録する。

B) 放射光フォトンエネルギーを入力した JSON 形式の追加メタデータファイルを、データファイルと一緒に RDE に登録する。

ファイル名: “対象データ名\_metadata.json”

入力例:

```
{  
  "Excitation Energy": 放射光フォトンエネルギー  
}
```

A) と B) が両方登録されている場合は、B) が優先される。


### ・BIC fitting ツール<sup>[1]</sup>

#### BIC fitting ツールの概要

XPS のナローズペクトルのピーク分離を自動化した BIC fitting ツールは、さまざまなピーク本数から成る最大 155 通りの初期値を元にピークフィッティングならびにバックグラウンドの自動推定を実行し、その結果をベイズ情報量規準 (Bayesian information criterion, BIC) で評価して上位の解のパターンを出力します。

以下に示す 6 枚の図のうち、左上の図はフィッティングの解を構成するピーク本数 K に対する BIC の値です。BIC はフィッティングの良さとモデルの複雑さをバランスよく評価する指標で、BIC の小さい解はピーク数が少なくかつフィッティングが良好なものとなります。その他の図は解の候補で、BIC の小さい順にランクの値を付け、ピーク本数 K の値とともに示されます。図中の shirley は Shirley のバックグラウンドを用いることを示します。

Fitting models selected by BIC, grouped by number of peaks





## 参考文献

[1] H. Shinotsuka et al. "Automated information compression of XPS spectrum using information criteria", *J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom.*, **239**, 146903 (2020).  
<https://doi.org/10.1016/j.elspec.2019.146903>

[illegible]





# ARIM データリファレンスガイド

(軟X線光電子分光装置：シエンタオミクロン\_SES200 編)

---

発 行 日 2025年12月 (第1版)

編集・発行 国立研究開発法人物質・材料研究機構  
マテリアル先端リサーチインフラセンターハブ  
〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1  
URL : [https://nanonet.mext.go.jp/data\\_service/](https://nanonet.mext.go.jp/data_service/)  
E-Mail : [arim\\_data@ml.nims.go.jp](mailto:arim_data@ml.nims.go.jp)